

Prodigi™ : Quoi de neuf? **Version 4.2.0 - Fonctionnalités**

La version 4.2.0 de Prodigi inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- CONNEXION AUX SERVEURS PROXY AVEC PRODIGI:
 - o Configurer votre Connect12 et Reveal 16i à des réseaux proxy à l'aide de Prodigi.

- GALERIE :
 - o Nouveau bouton pour accéder le menu des réglages rapides.
 - Plus besoin d'appuyer longuement sur le bouton retour.
 - o Utilisation des lettres minuscules dans le nom de l'image.
 - Les lettres minuscules et majuscules sont maintenant autorisées.
 - o Possibilité de renuméroter la première page d'un document.
 - o Fonction atteindre une page dans un document.
 - o Catégorie Notes.
 - Créer une page blanche et commencer à prendre vos notes avec un stylet ou un clavier.
 - o Possibilité de créer jusqu'à 4 sous-niveaux de catégories.
 - o Possibilité de déplacer une image de la catégorie distance à une autre catégorie.

- APPLICATION DISTANCE:
 - o Utilisation du plein écran en mode distance.

- CORRECTIFS POUR L'APPLICATION LIVRES

- PRÉVENIR LA SORTIE DE L'APPLICATION PRODIGI

- DÉSACTIVATION DE LA PAROLE PAR DÉFAUT

Veillez noter que cette version ne supporte que la Prodigi Connect 12 et Reveal 16i.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter le service technique de HumanWare.